



Tensiomètre automatique au bras **COLSON C4**

Mesure de la tension et du pouls
2 x 50 mémoires
Détection des troubles du rythme
Indicateur de sévérité tensionnelle
Alarmes
Date et heure

- Large écran, 65 x 42 mm
- Affichage simultané de la tension et du pouls
- Simple d'utilisation, une seule touche
- Brassard pour tour de bras de 22 à 32 cm
- Mémoires pour deux utilisateurs, 100 mesures au total
- Piles et boîte de rangement inclus



Tensiomètre de nouvelle génération, le Colson C4 est doté de toutes les nouvelles technologies en matière d'auto-mesure tensionnelle : Détection des troubles du rythme, indicateur de sévérité tensionnelle, usage multi-Utilisateurs...

Entièrement automatique, le Colson C4 permet de mesurer très exactement et rapidement sur le bras la tension artérielle et le pouls.

La précision de mesure du tensiomètre C4 a été validée cliniquement.

Spécifications techniques :

| | |
|----------------------|--|
| Méthode de mesure : | Oscillométrique |
| Plage de mesure : | Systole/Diastole : 20 - 300 mmHg Pouls : 40 à 200 battements / minute |
| Résolution : | 1 mmHg |
| Précision : | Tensio : ± 3 mmHg Pouls : $\pm 5\%$ du résultat |
| Affichage : | Ecran à cristaux liquides : Systole, Diastole, Pouls, date, heure et indicateur de niveau de tension |
| Signaux sonores : | Fin de mesure |
| Mémoire : | Appel de 2 X 50 mesures en mode mémoire |
| Taille du brassard : | pour bras de 22 à 32 cm de circonférence |
| Températures : | De fonctionnement : 10°C à 40°C De stockage/transport : -10°C à +50°C |
| Alimentation : | Quatre piles type AA 1,5 V |
| Dimensions : | 113 mm (L) x 152 mm (l) x 50 mm (H) |
| Poids : | 486g (avec piles) |
| Normes : | EU Directives 93/42/EEC NIBP requirements : EN1060-1/-3/-4 |

www.distrimed.com

Garantie : 3 ans

| Modèle | Référence |
|-----------|-------------|
| COLSON C4 | CC 582 7000 |

C 083 1210 1

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 49 54 50 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>

COLSON[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL